

Nanoneedle *Premier*


SUTW (Super Ultra-Thin Walled)

Представляем новый продукт JBP Nanoneedle Premier (SUTW)


SUTW (Супер Ультратонкие)




**Первый в мире Стандарт игл SUTW
(Супер Ультратонкие стенки)**



Стандартная игла (TW)




Ультратонкая игла (UTW)






Супер ультратонкая (SUTW)

• REGULAR → THIN → UTW → SUTW



- **Одинаковый внутренний диаметр с более тонкой иглой**



Обычная игла 27G
Внутренний диаметр: 0.20mm

Ультратонкая игла 30G
Внутренний диаметр: 0.20mm

Супер Ультратонкая 33G
Внутренний диаметр: 0.20mm

Nanoneedle *Premier*



34 G 4 и 6 мм
Супер Ультратонкие
В наличии

Лучшая инъекционная игла для:

- Мезотерапия
- Инъекции филеров/ ботокса
- Инъекции плацентарных препаратов
- Инъекции коллагена
- Местная анестезия

Обычная игла 27G

- Толстостенная игла
- Дискомфорт при вколе
- Повышенное кровотечение
- Отек и болезненность
- Медленное восстановление

VS

JBP Nanoneedle SUTW 33G

- Супер Ультратонкая игла
- Легкий вкол иглы
- Минимизация кровотечения
- Уменьшение отечности
- Быстрое восстановление

Nano*needle* Premier

Gauge	Length (mm)					Out Diameter	Conventional Needle	Inner Diameter	
	4	6	8	10	13			JBP UTW	JBP SUTW
34G	●	●	●			0.20 mm	-	0.10 mm	0.14 mm
33G	●			●	●	0.26 mm	0.10 mm	0.16 mm	0.20 mm
30G				●		0.30 mm	0.15 mm	0.20 mm	0.24 mm
27G					●	0.40 mm	0.20 mm	0.30 mm	0.34 mm
25G					●	0.50 mm	0.25 mm	0.40 mm	0.44 mm

Обычные иглы		JBP Nanoneedle UTW	JBP Nanoneedle SUTW
33G	Сопоставима	34G	-
30G	Сопоставима	33G	34G
27G	Сопоставима	30G	33G

• Преимущества

При одинаковом внешнем диаметре
(30G Обычная или SUTW игла)

Введение препарата с меньшим
давлением на поршень шприца




Продуманные, быстрые и точные
инъекции




• Преимущества

Использование иглы с более тонким внешним диаметром (вместо 30G обычной иглы можно использовать 34G SUTW, одинаковый внутренний диаметр)

Меньше Боли / Повреждений / Отеков / Кровотечений



Мгновенный и лучший результат от процедуры



Nano*needle*
Premier

PLACENTAL EXTRACTS by
JBV
Japan Bio Products Co., Ltd. Since 1954

Почувствуйте разницу





Медицинская Корпорация RHANA

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ + 7 499 766 24 61